

Prestan reanimatiepoppen

De Prestan reanimatiepoppen geven directe feedback wat betreft diepte en frequentie van borstcompressie. Deze feedback gaat aan de hand van lichtsignalen en aan de hand van een klikker mechanisme. De feedback maakt dat de cursist direct weet hoe hij/zij aan het reanimeren is.

Tijdens het examen is dergelijke feedback echter niet toegestaan. De kandidaat moet namelijk zonder hulpmiddelen aan de examinatoren laten zien dat hij/zij kan reanimeren. Om vergelijkbare redenen bijvoorbeeld mag, vanwege de metronoom, op het examen een AED aan het begin van de reanimatie niet aangesloten zijn. De Prestanpop geeft feedback en kan daarom zonder aanpassing niet worden gebruikt.

De leverancier heeft een PDF beschikbaar gesteld, waarin getoond wordt hoe de pop door het weghalen van het klikkermechanisme bruikbaar gemaakt kan worden voor het examen. Deze procedure is hier te downloaden.